

Effectuez le suivi de vos données d'échantillon

Étiqueteuse portable BradyPrinter M611 dotée du logiciel de bureau ou mobile Brady Workstation



Votre échantillon est aussi précieux que ses données. Maintenez l'intégrité des données grâce à une identification hautes performances : restez connecté à vos données à l'aide de l'étiqueteuse portable BradyPrinter M611 et du logiciel de bureau ou mobile Brady Workstation.

L'automatisation des données vous permet de placer aisément vos données sur une étiquette au format souhaité. Grâce à la puissante application mobile Étiquettes express de Brady Workstation qui **connecte vos données aux modèles d'étiquettes, vous pouvez maintenir facilement l'intégrité de vos données.** Lorsque vous souhaitez commencer à créer des étiquettes, il vous suffit d'extraire les données de votre fichier de données et de les placer sur une étiquette.

Grâce à l'application Étiquettes express, vous pouvez accéder à vos modèles sur votre appareil mobile ou tablette partout dans votre laboratoire via le cloud ou e-mail et obtenir des données d'étiquettes préexistantes pour codes-barres à l'aide de la caméra de l'appareil. Vous devez effectuer des modifications ? Aucun problème, cette application vous permet de modifier le texte et les modèles ou de créer des étiquettes de A à Z. Lorsque vos étiquettes sont prêtes, imprimez-les avec l'étiqueteuse BradyPrinter M611 via Bluetooth ou Wi-Fi. Cette puissante combinaison de logiciel et d'imprimante vous offre également les caractéristiques suivantes :

- **Impression hautes performances** dans un format compact lorsque l'espace en laboratoire est limité
- **Identification durable** à l'aide de consommables conçus pour résister aux conditions de laboratoire difficiles
- **Modèles simples d'utilisation** pour les étiquettes de laboratoire courantes

Consommables

Référence B	Matériau	Description
B-403	Papier	Étiquette en papier qui se dissout complètement dans de l'eau tiède en 30 secondes, sans laisser de résidu de colle.
B-461	Polyester	Étiquette ultra-fine en polyester dotée d'un film de protection transparent qui protège l'impression et permet de visualiser le niveau de liquide.
B-481	Polyester	Étiquette en polyester blanc StainerBondz™ offrant une résistance extrême aux produits chimiques lorsqu'elle est soumise aux rigueurs du paraffinage, notamment au processus de coloration à l'éthanol, au xylène, ainsi qu'à l'hématoxyline et à l'éosine.
B-488	Polyester	Étiquette en polyester blanc offrant une résistance modérée aux produits chimiques, en cas d'exposition à court terme au xylène, au diméthylsulfoxyde (DMSO) et à l'éthanol.
B-490	Polyester	Étiquette blanche FreezerBondz™ idéale pour les surfaces planes et réfrigérées. Adhère aux flacons et tubes réfrigérés lorsqu'elle est enroulée sur elle-même avec au moins 3 mm de superposition. Peut être appliquée aux surfaces réfrigérées avec une légère superposition.
B-492	Polyester	Étiquette ultra-fine en polyester blanc FreezerBondz pour l'étiquetage des flacons, tubes et baguettes givrés/congelés ou à température ambiante. Résistance supérieure aux produits chimiques et à l'abrasion.
B-498	Tissu vinyle	Étiquette en tissu vinyle blanc repositionnable pour une nouvelle identification des cassettes d'inclusion après traitement ou des applications de laboratoire générales. Peut être appliquée directement sur les cassettes ou une autre étiquette.
B-499	Tissu nylon	Étiquette en tissu nylon blanc épais dotée d'un adhésif permanent pour une manipulation et une adaptabilité aisées.
B-7425	Polypropylène	Étiquette en polypropylène blanc économique offrant une résistance modérée aux produits chimiques, idéale pour l'étiquetage de conteneurs d'échantillons secs à température ambiante. Doit être appliquée sur les conteneurs avant congélation.

Options de logiciel



Suite Identification en laboratoire de Brady Workstation

Assurez-vous que les étiquettes pour vos échantillons de laboratoire sont claires, nettes et contiennent toutes les informations nécessaires. Concevez et créez facilement des étiquettes pour vos flacons cryogéniques, tubes à centrifuger, bouteilles, tubes coniques, lamelles et autres échantillons de laboratoire grâce à ce logiciel de bureau.

N° d'article	Référence de commande	Description
150498	BWS-LABS-EM	Code d'activation par e-mail



Application mobile Étiquettes express de Brady Workstation

L'application mobile Étiquettes express de Brady Workstation rend l'impression mobile simple et pratique. Ce logiciel intuitif intègre la technologie tactile permettant une création d'étiquettes facile et rapide, y compris le redimensionnement d'étiquettes via l'écran tactile ou à l'aide du clavier natif pour une saisie plus naturelle. Afin de rendre la création d'étiquettes encore plus pratique, l'application inclut des fonctions de sauvegarde automatique, des outils facilitant la saisie de données sur votre étiquette et des outils d'édition assurant le bon déroulement des projets d'étiquetage.

Imprimantes

N° d'article	Référence de commande	Description
149569	M611-AM-BT-W	Étiqueteuse M611 – Version US
149570	M611-EU-BT-W	Étiqueteuse M611 – Version EU
199973	M611-UK-BT-W	Étiqueteuse M611 – Version UK

* L'imprimante est livrée avec un adaptateur secteur/chargeur de batterie, un câble USB 2.0, une sangle, le rouleau de consommables PTL-97-488, le ruban encreur M61-R4310 et une clé USB contenant les informations sur le produit.

Kits

N° d'article	Description
306858	Étiqueteuse M611 – Version EU avec suite Identification en laboratoire de Brady Workstation
306859	Étiqueteuse M611 – Version UK avec suite Identification en laboratoire de Brady Workstation
306860	Étiqueteuse M611 – Version US avec suite Identification en laboratoire de Brady Workstation

► **Pour plus d'informations, consultez la page**
www.bradyeurope.com/M611

Cepelec



cepelec.com

04 76 49 00 37 | +33 476 490 037

cepelec@cepelec.com

14 rue des platanes
38120 Saint Egrève - France

